

EXPECTORAÇÃO

- Fazer a colheita de manhã em jejum e após lavagem da boca só com água e higiene nasal,
- Colher a expectoração induzida por tosse profunda para frasco estéril fornecido pelo laboratório.
- Não enviar amostras com saliva ou corrimento nasal.
- Entregar de imediato ao laboratório. Se mais de uma amostra, estas devem ser obtidas em dias consecutivos, e enviadas **diariamente** ao laboratório.
- A amostra deve ser conservada à temperatura ambiente. (Se for solicitado apenas BK directo e/ou BK cultural podem ser refrigeradas).